



Problemer med VENDLET kan oftes løses på en simpel måde. Denne oversigt fremgår også af manualen til VENDLET.

## Fejlfinding VENDLET HC-2

SYMPTOM	CHECKLISTE
VENDLET virker ikke	Er strømforsyningen tændt?
	Er stopknappen trykket ned (= strømforsyningen er slukket)?
	Er den grønne indikator tændt (dvs. er timeren aktiveret)?
	Er alle ledningerne monteret korrekt i elektronikboksen og vender stikkene rigtigt?
	Er ledningen fra transformatoren koblet til 230 V?
	Skal sikringerne i transformatoren eller elektronikboksen udskiftes?
	Udskift håndbetjeningen. Hvis fejlen er rettet, skal den oprindelige håndbetjening repareres.
En af rullerne virker ikke	Er ledningen fra rullen monteret korrekt?
	Kontroller stikket på ledningen for synlige fejl.
	Er ledningen defekt eller beskadiget?
	Udskift håndbetjeningen. Hvis fejlen er rettet, skal den oprindelige håndbetjening repareres.



## Fejlfinding VENDLET HC-2

SYMPTOM	CHECKLISTE
En af rullerne drejer for langsomt	Kontroller og juster placeringen af beslag.
	Eventuel reparation af elektronik eller motor.
	Byt eventuelt om på stikkene til motorrullerne. Hvis det nu er den anden motor, der kører for langsomt, skal elektronikboksen til reparation. Hvis det er den samme motor, som kører for langsomt, er det motoren, som skal skiftes.
En rulle kan kun dreje den ene vej	Elektronikboksen skal evt. repareres.
	Udskift håndbetjeningen. Hvis fejlen er rettet, skal den oprindelige håndbetjening repareres.
VENDLET virker ikke som den skal	Er strømforsyningen tilstrækkelig?
	Har forlængerledningen det nødvendige kvadrat (1.0 mm <sup>2</sup> )?
Knapperne på håndbetjeningen virker ikke korrekt	Er ledningerne fra motorrullerne monteret korrekt i elektronikboksen?
	Kører vendelagnet over motorrullen?
Timer virker ikke	Er stopknappen trykket ned. Drej for at udløse.
	Starter timeren ikke, når der trykkes på den grønne startknap (grøn lampe tænder), kan sikringerne i transformatoren eller elektronikboksen være sprunget.
	Hvis timeren stadig ikke starter, skal elektronikboksen til reparation.