



H.C. Equipment ApS



Ifølge erfaringerne kan den beroligende virkning kun opnås, hvis brugeren ikke berører madrassen.



Ny hængekøje øger livskvaliteten for motorisk urolige personer

Sleep Tight er oprindeligt udviklet til personer med Huntingtons Chorea men er også velegnet til personer med andre demenssygdomme.

Hængekøjen omslutter og støtter kroppen i hele længden. Denne fysiske afgrænsning skaber ro og tryghed og dermed gode betingelser for søvn og hvile hos de kontinuerligt rastløse brugere.

Ifølge en række tilbagemeldinger har bedre nattesøvn også en god effekt på brugernes velbefindende i dagtimerne. For de fleste giver dette sig udtryk i færre og mindre ufrivillige bevægelser, større appetit og bedre humør.

Sleep Tight er specielt konstrueret til brugere med voldsomme ufrivillige bevægelser.

Sleep Tight har forbedret sovesituationen for flere Huntington patienter i Danmark:

"Beboeren er godt tilpas i hængekøjen. Hun falder til ro, så snart hun kommer i seng."

Ergoterapeut på Kildebakken i Fakse

"Vores beboer virker tryk i den nye plejeseng. Hun ligger nu stille og roligt hele natten. Hun sover længere, og de ufrivillige bevægelser er ikke nær så voldsomme. Derfor er hun ikke mere viklet ind i hår og tøj om morgenen. Hængekøjen er samtidig en god beskyttelse for benene. Når hun engang imellem er vågen, ligger hun og kigger rundt."

Ergoterapeut på Bocenter Hedelund i Greve

"Beboeren ligger nu roligt hele natten. Han er ikke længere svedig om morgenen. Om dagen går det også bedre. Han er i godt humør og spiser mere. Han ømmer sig ikke længere, når han skal i tøjet. Når han ligger vågen i sengen, hygger han sig med at gynte frem og tilbage."

Ergoterapeut i Viborg Kommune

Teknisk data

Kapacitet	
Mærkelast	max. 180 kg
Brugervægt	max. 145 kg
Udvendige mål	
Længde	2270 mm
Højde	1000 mm
Bredde	1000 mm
Liggeflade	
4-delt liggeflade med rygtilbageføring 4 el-motorer på højde-, ryg-, lår- og bendel	
Madrasbredde	800 mm
Madraslængde	2000 mm
Højdejusterbar lejeplade	350 til 850 mm
Frihøjde	
17 cm m/standard 125 mm centralbremsehjul	
Vægt af seng (de 8 moduler)	
Hovedende	30 kg
Fodende	28 kg
Sakseløft	25 kg
Underramme	19 kg
Sengegavle	2 stk. à 13 kg
Ruller	2 stk. à 4,5 kg
Samlet vægt	ca. 140 kg
Bremse	
Centralbremse er standard. Pedal i begge sider. Standard placering ved fodende.	
Materiale og farve	
Sengegavle er blødt polstret og beklædt med nappa, der leveres i lys beige. Hængekøje er fremstillet af 100% bomuld og leveres i blå.	
Ekstraudstyr	
Hængekøje i bomuld med ekstra lag af kviltet bomuld Nappa overtræk til sengeheste med skumfor	
Kvalitet	
Sleep Tight er CE-mærket efter Europarådets Direktiv 93/42/EØF, klasse I, af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr.	



Rullerne er forsynet med låsetapper, der placeres parallelt i hullerne på sengegavlene. Rullernes position på sengegavlene afgør hængekøjes bredde. Hængekøjes dybde afgøres af det antal omgange, som lagnet er viklet omkring rullen.



Når rullerne tages ned, skal de placeres mellem sengeheste og madras.



Sleep Tight kræver god plads omkring sengen, idet rullerne skal betjenes manuelt af 2 personer.